

A tout âge, en toute condition physique...

- Pour les adolescents en périodes d'examens, pour toute personne soucieuse de préserver ou de restaurer son capital santé.
- Lors des changements de saisons, des périodes de stress, d'allergies, de pollution.
- Lorsque l'organisme présente une moindre résistance et devient plus vulnérable.
- Pour accompagner la perte de poids.
- Pour optimiser d'autres soins.




Le Bol d'air® est la seule méthode d'oxygénation naturelle, capable d'apporter à la cellule l'oxygène dont elle a besoin, sans hyper oxygénation et sans aucun risque radicalaire.

Il est préférable de ne pas utiliser le Bol d'air® chez les femmes enceintes et allaitantes ni chez les enfants de moins de 36 mois.

Pour l'oxygénation du sportif

- Préparer votre entraînement
- Gérer le stress de la compétition
- Gagner en endurance
- Améliorer vos performances
- Optimiser votre récupération



William ACCAMBRA, Equipe de France de Handball Championnats du monde

Avec le soutien de



Partenaires Scientifiques



Votre centre Bol d'air Jacquier®

Association La Porte du Dragon
115 les mas de la chesnaie
83250 La londe les maures

<http://laportedudragon.com>
06 47 86 77 74

www.holiste.com

> BOUTIQUE DE PARIS


L'ATELIER DE L'OXYGÉNATION
NATURELLE

29 Bd Henri IV • 75004 Paris
Tél. : +33 (0) 142 784 209
boutiqueparis@holiste.com

> SIÈGE SOCIAL - FABRICATION SERVICE CLIENTÈLE

HOLISTE LABORATOIRE ET
DÉVELOPPEMENT

Le Port • 71110 Artaix
Tél. : +33 (0) 385 252 927
contact@holiste.com



HOLISTE EXPORT

LUXEMBOURG • ESPAGNE • ITALIE • BELGIQUE • SUISSE • POLOGNE •
ALLEMAGNE AUTRICHE • AFRIQUE • NOUVELLE CALÉDONIE...



12_2018

Bol d'air®

Jacquier

L'oxygénation cellulaire



Une méthode unique pour améliorer naturellement l'oxygénation cellulaire et stimuler les défenses anti radicalaires

www.holiste.com

Holiste®
LABORATOIRE ET DEVELOPPEMENT

Bol d'air Jacquier® : l'oxygène au cœur des tissus

● L'oxygène, source de vie

- Cinq à dix minutes sans oxygène et la vie s'arrête !
- La respiration est à l'origine de l'énergie indispensable au fonctionnement de notre organisme.
- Au cœur des tissus, l'oxygène participe à la transformation en énergie des nutriments issus des aliments.

● Quand l'oxygène vient à manquer

- La pollution atmosphérique et alimentaire, le stress, le mode de vie actuel, les chocs émotionnels, le vieillissement..., diminuent l'efficacité de la respiration et provoquent l'hypoxie : insuffisance chronique d'oxygène au niveau cellulaire.
- La persistance de ce manque d'oxygénation cellulaire ouvre la voie à la perte du potentiel immunitaire et trouble le bon fonctionnement de l'organisme.
- Premiers signaux d'alarme : fatigue chronique, perte de vitalité, nervosité, défaillance de la mémoire...

● Le Bol d'air® améliore la biodisponibilité de l'oxygène au cœur de l'organisme

Il se distingue de toute oxygénation classique quantitative et ne génère pas de stress oxydatif.

Le Bol d'air Jacquier® n'est :

- ni un diffuseur d'arôme • ni un générateur d'oxygène
- ni un appareil d'ionisation de l'air • ni un bar à oxygène

Bol d'air® aéro2 : une technologie de pointe pour tous

- Design
- Séances courtes
- Puissance réglable
- Silencieux
- Eclairage led

Il existe aussi une version Pass, avec son système de cartes rechargeables, réservée aux professionnels de santé, magasins bio, centres de thermalisme, de sport...



● Une méthode ingénieuse et naturelle

Ce n'est pas le manque d'oxygène dans l'air qui provoque l'hypoxie, mais son assimilation insuffisante par les cellules.

Le Bol d'air® est un dispositif élaboré qui permet de transformer les parties volatiles d'un extrait de résine de pin en porteurs d'oxygène, pour faciliter son assimilation dans l'organisme.

Son utilisation est simple : 1 à 15 minutes par jour devant l'appareil, régulièrement en hygiène de vie, ou par cure intensive plusieurs fois dans l'année, chez soi ou chez un praticien.

Chaque séance est à l'origine d'une stimulation durable de plusieurs heures...

“ Pour vivre en pleine santé, nous avons besoin constamment d'une oxygénation équilibrée. ”

Oxygène mieux libéré
+ oxygène mieux assimilé
= oxygénation optimisée

● ● ● Le Bol d'air® est une méthode unique et puissante dont l'utilisation peu contraignante est aujourd'hui soutenue par de nombreux travaux scientifiques

Gamme Bol d'air® Tonic : pour une utilisation simple à domicile



Granny



Glass



Indigo

Brevets, marques et modèles déposés / ©Holiste.

Photos non contractuelles



Orésine®

Le composé terpénique spécial Bol d'air® est issu de l'hydrodistillat de la résine de pin *Pinus Pinaster*. Cette essence de térébenthine naturelle, chémotypée, d'une qualité particulière, ne saurait être confondue avec un produit industriel. Elle possède des spécificités chimiques dues à l'espèce d'arbre choisie, à son lieu de croissance et aux procédés de récolte utilisés. Le *Pinus Pinaster* des Landes françaises et portugaises offre toutes les garanties d'innocuité allergénique.

- Orésine® est un produit Holiste®, garanti pour l'usage du Bol d'air®, issu de la résine récoltée dans le respect de l'arbre et de sa pérennité.
- Aucune autre huile essentielle ou aucun autre produit ne doivent être utilisés ou additionnés pour la bonne application de la méthode.